



T.C.  
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ



ENDODONTİ ANABİLİM DALI

2019 - 2020 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI

**2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!**

**Endodonti Prelinik Eğitiminin İlk Dersine  
Aşağıdaki Malzemelerin Getirilmesi Gerekmetedir!**

**PREKLİNİK EĞİTİMİNDE GİYİLMESİ ZORUNLUDUR**

- Beyaz önlük (temiz ve ütülü)
- Şeffaf koruyucu gözlük
- Tek kullanımlık maske ve bone (bire birer kutu)
- Kendi ölçünüze göre tek kullanımlık pudrasız eldiven (1 kutu)

**PREKLİNİK EĞİTİMİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR**

- Protez dersinde kullanılanı ayrı olarak masanın üzerine sermek için 50x70 cm boyutlarında düz beyaz desensiz muşamba (Muşamba yerine hasta önlüğü, çöp torbası, kağıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz),
- Kağıt havlu,
- 2 adet ağız kapaklı küçük kavanoz (Bir tanesi koyu renkli olacak),
- Gazlı bez (Kanal aletleri kanalda kullanıldıktan sonra bıçakları hipoklorite batırılmış gazlı bez ile silinmelidir),
- Çakmak
- 1 Adet Fotoğraf,

**ÇEKİLMİŞ DİŞLER:**

5 adet üst kesici, 5 adet alt kesici, 5 adet üst kanin, 5 adet alt kanin, 5 adet üst küçük azı, 5 adet alt küçük azı, 5 adet üst büyük azı, 5 adet alt büyük azı dişi (Dişlerin mümkün olduğunca az çürüklü olması gerekir)

**Çekilmiş Dişlerin Saklanma Koşulları:**

Çekilmiş dişler bir kavanoz içerisinde %1'lik sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) içinde bekletilmelidir. Her hafta kavanozdaki sıvı yenilenmelidir. Dişler kan ve doku artıklarından tamamen arındırılarak, distile su içinde bekletilebilir.

## **YAPAY DİŞLER:**

Birer (1) adet 21, 24, 26 ve 46 numaralı diş (Frasaco Marka; Kanal tedavisi için AG-3 ZPUK-21, AG-3 ZPUK-24, AG-3 ZPUK-26, AG-3 ZPUK-46)

## **ÇİZİM AŞAMASI (Kırtasiyeden Alınacak)**

- 6 adet A4 beyaz kağıt
- 6 adet renkli kuruboya
- 6 adet dosya yedeği
- 6 adet dosya
- 15 adet kilitli poşet
- 1 adet flash bellek
- 1 adet şeffaf koli bant
- Etiket
- Asetat kalemi
- Japon yapıştırıcı

**RUBBER-DAM SETİ:** Hygenic Dental Dam Kit veya Roeko Dental Dam Kit

**Rubber Dam Setleri İlk Preklinik Dersinde Yapılacak Açıklamadan Sonra Alınacaktır!**

## **EL ALETLERİ (Diş Deposundan Alınacak)**

- Ayna, Düz açılı sond, Orak şeklinde sond, Presel, Kaşık ekskavatör, Ağız spatülü, Siman spatülü, Siman fulvarı, Sterilizasyon kaseti (8'li) (2 adet), Siman camı, Cam petri kutusu, Endobox, Endoblok (Dentsply), Karbon separe (10 adet) ve mandren,

## **DENTAL BAŞLIKLAR**

- Dental türbin (Aerator)
- Angldruva (Mikromotor)

## **FREZLER**

**Aeratör için;**

- **Elmas Frezler:**

- Rond frez: 2, 4, 6 no.
- Fissür frez kısa (yaklaşık 5 mm): 12, 14, 16 no.
- Fissür frez uzun (yaklaşık 10 mm- daha uzun da olabillir): 12, 14, 16 no.

**Mikromotor için;**

- **Paslanmaz Çelik Frezler:**
  - Uzun şaftlı rond frez: 12, 14, 16, 21 no.
  - Fissür frez: 12, 16 no.
- **Gates-Glidden Frezleri:** Asorti (2 kutu)
- **Peeso Reamer Frezleri:** Asorti (1 Kutu)

## **KANAL ALETLERİ**

### **(Her Kanal Eğesinin Üzerinde Lastik Rondel Olanını Tercih Ediniz)**

- 15-40# Asorti Hedstrom File: 2 Kutu
- 15-40# Asorti K-file: 2 Kutu
- 6# Sorti K-file: 1 Kutu
- 8# Sorti K-file: 1 Kutu
- 10# Sorti K-file: 1 Kutu
- 15# Sorti K-file: 1 Kutu
- 45-80# Asorti K-file: 1 Kutu
- 45-80# Asorti Hedstrom File: 1 Kutu
- Asorti Tirnerf: 1 Kutu
- Asorti Lentülo: 1 Kutu
- Asorti Finger Spreader: 1 Kutu
- Asorti Pugger: 1 Kutu

## **KANAL DOLGU MALZEMELERİ (Diş Deposundan Alınacak)**

- 15-40# Asorti güta-perka: 1 Kutu (Diadent)
- 20# Sorti güta-perka: 1 Kutu (Diadent)
- 25# Sorti güta-perka: 1 Kutu (Diadent))
- 45-80# Asorti güta-perka: 1 Kutu (Diadent)
- 15-40# Asorti paper-point: 1 Kutu
- 45-80# Asorti paper-point: 1 Kutu
- 30# Sorti paper-point: 1 Kutu

**ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ile Preklinikte Çalışılması Yasaktır!**

**29.07.2019**

**Prof. Dr. Enver Sedat KÜÇÜKAY**

**İstanbul Okan Üniversitesi  
Diş Hekimliği Fakültesi  
Endodonti Anabilim Dalı Başkanı**