



T.C.
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ



ENDODONTİ ANABİLİM DALI

2022-2023 AKADEMİK YILI

2. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE !

Endodonti Preklinik Eğitiminin İlk Çalışma Gününde
Aşağıdaki Malzemelerin Getirilmesi Gerekmetedir!

PREKLİNİK EĞİTİMDE GİYİLMESİ ZORUNLUDUR

- Beyaz önlük (temiz ve ütülü)
- Şeffaf koruyucu gözlük
- Yüz maskesi / Siperlik
- Tek kullanımlık maske (3 katlı cerrahi maske) (1 Kutu)
- N95 (FFP 2 / FFP 3) maske (Her çalışma günü için yeni 1 adet)
- Tek kullanımlık cerrahi box önlüğü (Her çalışma günü için yeni 1 adet)
- Tek kullanımlık bone (1 Kutu)
- Kendi ölçünüze göre tek kullanımlık pudrasız eldiven (1 kutu)

PREKLİNİK EĞİTİMİNDE BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR

- Protetik Diş Tedavisi dersinde kullanılanlardan ayrı olarak masanın üzerine sermek için 50×70 cm boyutlarında düz beyaz desensiz muşamba (Muşamba yerine hasta önlüğü, çöp torbası, kağıt havlu, kumaş, vs. kullanılamaz),
- Kağıt havlu,
- 2 adet ağız kapaklı küçük kavanoz (Bir tanesi koyu renkli olacaktır),
- Gazlı bez (Kanal aletleri kanalda kullanıldıktan sonra bıçakları sodyum hipoklorit solüsyonuna batırılmış gazlı bez ile silinmelidir),
- Çakmak
- 1 Adet Fotoğraf

EndoPrep EduDent YAPAY DİŞLER:

Sınıf Temsilcisi Prof. Dr. Enver Sedat Küçükay ile temasa geçmelidir.

ÇİZİM AŞAMASI

- 6 adet A4 Kağıdı
- 6 adet renkli kuruboya
- 6 adet dosya yedeği
- 6 adet dosya
- 15 adet kilitli poşet
- 1 adet flash bellek
- 1 adet şeffaf koli bant
- Etiket
- Asetat kalemi
- Japon yapıştırıcı

RUBBER DAM SETİ: Hygenic Dental Dam Kit veya Roeko Dental Dam Kit

Rubber Dam Setleri İlk Preklinik Dersinde Yapılacak Açıklamadan Sonra Alınacaktır!

EL ALETLERİ

- Ayna, Düz açılı sond, Orak şeklinde sond, Presel, Kaşık ekskavatör, Ağız spatülü, Siman spatülü, Siman fulvarı, Sterilizasyon kaseti (8'li) (2 adet), Siman camı, Cam petri kutusu, Endobox, Endoblok (Dentsply)

DENTAL BAŞLIKLAR

- Dental türbin (Aerator)
- Angldrüva (Mikromotor)

FREZLER

Aeratör için;

- **Elmas Frezler:**
 - Rond frez: 2, 4, 6 no.
 - Fissür frez kısa (yaklaşık 5 mm): 12, 14, 16 no.
 - Fissür frez uzun (yaklaşık 10 mm- daha uzun da olabillir): 12, 14, 16 no.

Mikromotor için;

- **Paslanmaz Çelik Frezler:**
 - Uzun şaftlı rond frez: 12, 14, 16, 21 no.
 - Fissür frez: 12, 16 no.
- **Gates-Glidden Frezleri:** Asorti (2 kutu)

- **Peeso Reamer Frezleri:** Asorti (1 Kutu)

KANAL ALETLERİ

(Kanal Eęesinin Üzerinde Lastik Rondel Olanını Tercih Ediniz)

- 15-40# Asorti Hedstrom File: 2 Kutu
- 15-40# Asorti K-file: 2 Kutu
- 6# Sorti K-file: 1 Kutu
- 8# Sorti K-file: 1 Kutu
- 10# Sorti K-file: 1 Kutu
- 15# Sorti K-file: 1 Kutu
- 45-80# Asorti K-file: 1 Kutu
- 45-80# Asorti Hedstrom File: 1 Kutu
- Asorti Tirnerf: 1 Kutu
- Asorti Lentülo: 1 Kutu
- Asorti Finger Spreader: 1 Kutu
- Asorti Pugger: 1 Kutu

KANAL DOLGU MALZEMELERİ

- 15-40# Asorti güta-perka: 1 Kutu
- 20# Sorti güta-perka: 1 Kutu
- 25# Sorti güta-perka: 1 Kutu
- 45-80# Asorti güta-perka: 1 Kutu
- 15-40# Asorti paper-point: 1 Kutu
- 45-80# Asorti paper-point: 1 Kutu
- 30# Sorti paper-point: 1 Kutu

ÖNEMLİ: Eksik Malzeme ve Ekipman ile Preklinikte Çalışılması Yasaktır!

Prof. Dr. Enver Sedat KÜÇÜKAY
Endodonti Anabilim Dalı Başkanı